

# Cours de Cytologie & Physiologie cellulaire

**Dr A. DEKAR - MADOU**

Promo: 2014-2015

## Plan

### **Introduction**

### **Le microscope photonique à fond clair (M. Ph. ou M.O.)**

- Description
- Fonctionnement
- Technique histologique

### **Le microscope photonique à fluorescence**

- Principe de fonctionnement
- Technique de détection et localisation des composés cellulaires

### **Le microscope électronique à transmission MET**

- Fonctionnement
- Technique des coupes minces et coloration positive
- Technique d'autoradiographie

# Plan (suite)

## **Le microscope électronique à balayage MEB**

- Fonctionnement
- Technique de cryofracture / cryodécapage + Ombrage

## **Le fractionnement & isolement subcellulaire**

- Technique d'UCD et UGD
- Technique de coloration négative

# Plan

## **Introduction**

### **Le microscope photonique à fond clair M. Ph. / M.O.**

- Description
- Fonctionnement
- Technique histologique
- Le microscope photonique à fluorescence

### **Le microscope photonique à fluorescence**

- Principe de fonctionnement
- Technique de détection et localisation des composés cellulaires




### **Le microscope électronique à transmission MET**

- Fonctionnement
- Technique des coupes minces et coloration positive
- Technique d'autoradiographie

## **Objectif 1**

**Définir la notion de pouvoir séparateur**

# Notion de pouvoir séparateur = pouvoir de résolution

- ✓ Capacité de l'œil à distinguer clairement deux points très rapprochés  0,2mm
- ✓ Organismes de taille plus petite  Invisibles pour l'œil  


**instrument d'optique** permettant d'examiner ces organismes et leurs détails

les instruments d'optique ont été conçus selon le modèle de l'œil:  
La lumière traverse des milieux réfringents



Artifices : **lentille** très réfringentes



**1ers microscopes**

Simple



**0,2 $\mu$ m**

complexes



# Connaissance de la cellule



## Etude morphologique



- Description structurale & ultrastructurale

- Taille

- Forme

- Contenu

## Etudes morpho-chimique



- Détection

- Localisation

- Quantification

Composants

## Etude moléculaire




- Nature des molécules
- Organisation



# De la lentille au microscope

# Echelle des dimensions dans le monde du vivant



# Les premiers microscopes optiques



Microscope de Cuff (1760)



Microscope optique (1751)

# Les premiers microscopes optiques





**Microscope Carl Zeiss 1891**



**Modèle Voigt & Hochgesang"  
(1890)**

# Composants du microscope photonique




## **Objectif 2**


**connaître le principe de fonctionnement  
des microscopes photoniques**

# Principe de la transmission du faisceau de photons

Les microscopes sont conçus selon le principe de l'optique. la formation de l'image dans la rétine de l'œil se fait par la transmission du faisceau de photons à travers les milieux liquidiens de l'œil




# Principe de fonctionnement du M. Ph



**Résultat : image en couleur**



# Principe de la transmission pour le M Ph. Et le ME



## **Objectifs 3**

**Connaître le principe de chaque mode préparatoire  
des échantillons en vue de leur analyse  
aux différents microscopes**

# **Méthodes de préparation de l'échantillon Pour l'observation au M Ph.**

**Technique histologique**

Prélèvement



Dissection et  
prélèvement



Fixation



4 jrs



Déshydratation




Inclusion



Réalisation des coupes






Obtention  
des rubans  
De coupes



Etalement

# Coloration





# Analyse des coupes au M.Ph.



# Résumé

- **Fixer** = figer les structures cellulaires  
tel qu'elles étaient à l'état vivant
- **Couper** = Enrober l'échantillon dans un milieu favorable  
à la réalisation de coupes régulières et fines
- **Etaler** les coupes sur une lame de verre et les **colorer**  
pour augmenter les contrastes naturelles faibles





Etude structurale des tissus et des cellules



# Plan

## Le microscope photonique à fond clair M. Ph. / M.O.

- Description
- Fonctionnement
- Technique histologique

## Le microscope photonique à fluorescence

- Principe de fonctionnement
- Technique de détection et localisation des composés cellulaires

## Le microscope électronique à transmission MET

- Fonctionnement
- Technique des coupes minces et coloration positive
- Technique d'autoradiographie


## Le microscope à fluorescence: un microscope photonique qui détecte une lumière fluorescente



# Principe de fonctionnement du microscope à fluorescence


# Il faut savoir que

Longueur d'onde (en m)								
Rayons cosmiques	Rayons gamma	Rayons X	Ultra violet	Lumière visible	Infra rouge	Micro ondes	Ondes radio	Grandes ondes
Picomètre		Nanomètre			Micromètre	Millimètre	Mètre	Kilomètre




## Décomposition du spectre de la lumière visible


# Formation de l'image fluorescente




# Interactions: lumière -fluorochromes



Trajet de la lumière qui éclaire  
l'échantillon (**lumière d'excitation**)  
et de la lumière transmise à l'oculaire  
(**lumière d'émission**)



Pour induire la fluorescence on associe le **fluorochrome** (marqueur) à une molécule (**AC**) qui peut reconnaître la molécule recherchée (**AG**) en utilisant le principe de la réaction immunitaire (AG-AC)




Fluorochromes	rhodamine	fluorescéine	FTTC	orange d'acridine	DAPI
Couleur d'excitation	vert	bleu	bleu	bleu	UV


**Les marqueurs fluorescents les plus courants et leurs lumières d'excitation**

# Optique simplifiée du microscope à fluorescence


- 1-lampe à arc
- 2-filtre  
d'excitation
- 3-miroir  
dichroïque
- 4-objectif
- 5-préparation
- 6-filtre  
d'émission
- 7-oculaire







Observation en utilisant le jeu de  
filtres spécifique de la fluorescéine.



**Observation en utilisant le jeu  
de filtres spécifique de la rhodamine.**


# **Applications techniques De l'immunofluorescence**

```
graph TD; A[Applications techniques De l'immunofluorescence] --> B[Mise en évidence de la fluidité des protéines membranaires]; A --> C[Détection, localisation et quantification de protéines cellulaires (hormones, récepteurs, Cytosquelette....)]
```


**Mise en évidence  
de la fluidité des protéines  
membranaires**

**Détection, localisation  
et quantification de  
protéines cellulaires  
(hormones, récepteurs,  
Cytosquelette....)**

# Mise en évidence de la fluidité des protéines membranaires



# La technique d'immunofluorescence sur hétérocaryon (expérience de Frye & Edidin 1970) p: 35




# **Applications techniques De l'immunofluorescence**

```
graph TD; A[Applications techniques De l'immunofluorescence] --> B[Mise en évidence de la fluidité des protéines membranaires]; A --> C[Détection, localisation et quantification de protéines cellulaires (hormones, récepteurs, Cytosquelette....)]
```

**Mise en évidence  
de la fluidité des protéines  
membranaires**


**Détection, localisation  
et quantification de  
protéines cellulaires  
(hormones, récepteurs,  
Cytosquelette....)**

# Détection, localisation et quantification de protéines cellulaires (hormones, récepteurs, Cytosquelette....)




**Répartition des éléments du cytosquelette  
dans les neurones**





**Répartition des éléments du cytosquelette dans les  
cellules en division**





Marquage de structures intracellulaires (**noyau en bleu** et **filaments d'actine en rouge**) et suivi de l'internalisation d'une protéine (**la transferrine en vert**)